

Están indicadas para la cirugía maxilo-facial, fresas, trefinas con diferentes opciones de acoplamiento.

Disponibles con diferentes longitudes de trabajo y en diámetro desde Ø3.0 mm hasta Ø13 mm.




TRÉPANOS DE ACERO INOXIDABLE

Ø Exterior	Ø Interior	Longitud de trabajo	Acoplamiento	Referencia
2.8 mm	1.8 mm	5.4 mm		50.231.0018
3.3 mm	2.3 mm	6.0 mm		50.231.0023
3.7 mm	2.7 mm	6.6 mm		50.231.0027

Ø Exterior	Ø Interior	Longitud de trabajo	Acoplamiento	Referencia
6.0 mm	5.0 mm	9.0mm		50.231.0105


Ø Exterior	Ø Interior	Longitud de trabajo	Longitud total	Referencia
3.0 mm	2.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0020
3.5 mm	2.5 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0025
4.0 mm	3.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0030
4.5 mm	3.5 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0035
5.0 mm	4.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0040
5.5 mm	4.5 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0045
6.0 mm	5.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0050
6.5 mm	5.5 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0055
7.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0060

Ø Exterior	Ø Interior	Longitud de trabajo	Longitud total	Referencia
7.5 mm	6.5 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0065
8.0 mm	7.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0070
8.5 mm	7.5 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0075
9.0 mm	8.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0080
10.0 mm	9.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0090
11.0 mm	10.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0100
12.0 mm	11.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0110
13.0 mm	12.0 mm	10.0 mm	27.0 mm	50.232.0120



Ø Exterior	Ø Interior	Longitud de trabajo	Longitud total	Referencia
4.0 mm	3.0 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0030
4.5 mm	3.5 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0035
5.0 mm	4.0 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0040
5.5 mm	4.5 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0045
6.0 mm	5.0 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0050
6.5 mm	5.5 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0055

Ø Exterior	Ø Interior	Longitud de trabajo	Longitud total	Referencia
7.0 mm	6.0 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0060
7.5 mm	6.5 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0065
8.0 mm	7.0 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0070
8.5 mm	7.5 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0075
9.0 mm	8.0 mm	14.0 mm	31.0 mm	50.233.0080



Ø Exterior	Ø Interior	Longitud de trabajo	Longitud total	Referencia
4.0 mm	3.0 mm	18.0 mm	35.0 mm	50.234.0030
4.5 mm	3.5 mm	18.0 mm	35.0 mm	50.234.0035
5.0 mm	4.0 mm	18.0 mm	35.0 mm	50.234.0040
5.5 mm	4.5 mm	18.0 mm	35.0 mm	50.234.0045
6.0 mm	5.0 mm	18.0 mm	35.0 mm	50.234.0050
6.5 mm	5.5 mm	18.0 mm	35.0 mm	50.234.0055

Ø Exterior	Ø Interior	Longitud de trabajo	Longitud total	Referencia
7.0 mm	6.0 mm	18.0 mm	31.0 mm	50.234.0060
7.5 mm	6.5 mm	18.0 mm	31.0 mm	50.234.0065
8.0 mm	7.0 mm	18.0 mm	31.0 mm	50.234.0070
8.5 mm	7.5 mm	18.0 mm	31.0 mm	50.234.0075
9.0 mm	8.0 mm	18.0 mm	31.0 mm	50.234.0080



FRESAS QUIRÚRGICAS CABEZA DE ROSA EN ACERO INOXIDABLE

Ø	Longitud total	Nº aristas de corte	Acoplamiento	Referencia
2.3 mm	44.5 mm	6		50.236.0001
	22.0 mm	6		50.236.0002
	34.0 mm	6		50.236.0003
2.5 mm	44.5 mm	6		50.236.0004
	44.5 mm	6		50.236.0005
	70.0 mm	6		50.236.0006
2.7 mm	44.5 mm	6		50.236.0007
	44.5 mm	6		50.236.0008
	70.0 mm	6		50.236.0009

Ø	Longitud total	Nº aristas de corte	Acoplamiento	Referencia
3.5 mm	22.0 mm	6		50.236.0010
	34.0 mm	6		50.236.0011
	44.5 mm	6		50.236.0012
4.0 mm	22.0 mm	6		50.236.0013
	44.5 mm	6		50.236.0014
	70.0 mm	6		50.236.0015
4.5 mm	22.0 mm	6		50.236.0016
	44.5 mm	6		50.236.0017
	44.5 mm	6		50.236.0018



FRESAS QUIRÚRGICAS CABEZA DE ROSA EN ACERO INOXIDABLE

Ø	Longitud total	Nº aristas de corte	Referencia
0.6 mm	70 mm	6	50.235.0006
0.8 mm	70 mm	6	50.235.0008
1.0 mm	70 mm	6	50.235.0010
1.4 mm	70 mm	8	50.235.0014
1.8 mm	70 mm	8	50.235.0018
2.3 mm	70 mm	8	50.235.0023
3.1 mm	70 mm	10	50.235.0031

Ø	Longitud total	Nº aristas de corte	Referencia
3.5 mm	70 mm	10	50.235.0035
4.0 mm	70 mm	12	50.235.0040
4.5 mm	70 mm	12	50.235.0045
5.0 mm	70 mm	12	50.235.0050
6.0 mm	70 mm	14	50.235.0060
7.0 mm	70 mm	16	50.235.0070



SURGIC ALL

MÁS INFORMACIÓN



982 149 164



info@surgicall.es

WWW.SURGICALL.ES