


- Las hojas de sierra TPLO se fabrican de una sola pieza para ofrecer la máxima suavidad.
- La forma especial de corte en el borde con dentado grueso evita el calor por fricción en el hueso.
- Los orificios perforados en la hoja permiten una visión excelente para un trabajo más preciso.
- Permite el acople **Jacobs** estándar de la mayoría de las marcas de taladros quirúrgicos.
- Baja vibración gracias al acero inoxidable templado.



Radio	Longitud	Ancho	Dientes finos	Dientes gruesos	Diente gruesos canulados	
			Referencia	Referencia	Referencia	Canulación
12 mm	45.0 mm	17.5 mm	50.240.0012	50.241.0012	50.242.0012	Ø 3.1 mm
15 mm	45.0 mm	22.0 mm	50.240.0015	50.241.0015	50.242.0015	Ø 3.1 mm
18 mm	45.0 mm	26.5 mm	50.240.0018	50.241.0018	50.242.0018	Ø 3.1 mm
21 mm	45.0 mm	31.0 mm	50.240.0021	50.241.0021	50.242.0021	Ø 3.1 mm
24 mm	45.0 mm	35.5 mm	50.240.0024	50.241.0024	50.242.0024	Ø 3.1 mm
27 mm	50.0 mm	40.0 mm	50.240.0027	50.241.0027	50.242.0027	Ø 3.1 mm
30 mm	50.0 mm	44.5 mm	50.240.0030	50.241.0030	50.242.0030	Ø 3.1 mm



MÁS INFORMACIÓN

☎ 982 149 164 ✉ [info@surgicall.es](mailto:info@surgicall.es)